

SECULIFE | VL Переменная нагрузка

3-349-872-06
1/7.15

Функциональное тестирование дефибрилляторов

- Переменная нагрузка для SECULIFE | DF_{PRO/BASE}
- Фиксация выходной мощности
- Полная совместимость с AED
- Удобна в использовании



Применение

SECULIFE | VL позволяет регулировать переменную нагрузку SECULIFE | DF_{PRO/BASE} от 25 до 200 Ом и обратно с шагом 25 Ом простым поворотом ручки. Подключение через порт RS 232 позволяет автоматически определять выбранную внешнюю нагрузку.

Общий вид



Таблица переменных нагрузок

25 Ω → 50 Ω
50 Ω → 75 Ω
75 Ω → 100 Ω
100 Ω → 125 Ω
125 Ω → 150 Ω
150 Ω → 175 Ω
175 Ω → 200 Ω

Информация для заказа

Описание	Тип	Артикул
SECULIFE VL	Переменная нагрузка	M695V

Для получения дополнительной информации о принадлежностях см.:

- В каталоге "Измерительная и испытательная техника"
- В интернете на сайте www.gossenmetrawatt.com